

Lipomodelage™

BY ENDERMOLOGIE®

Une technologie associée
au savoir-faire de votre institut

L'efficacité du soin repose sur une technologie,
une méthodologie exclusives LPG et sur les
compétences de votre esthéticienne.

Cette dernière a suivi une formation spécifique
pour vous faire bénéficier du LIPOMODELAGE.



ROLL'IN

Déstocker



ROLL'OUT

Raffermir



ROLL'UP

**Resculpter
Lisser**

Trois plis de
peau exclusifs

L'efficacité du soin repose
sur des plis de peau aux
actions dédiées.

En stimulant en surface
les tissus, les zones
ciblées s'affinent, se
galbent ou se tonifient !




La recherche valide
la technique LPG®

Depuis plus de 28 ans, date de création
du premier CELLU M6, la recherche LPG
a toujours apporté la preuve de son efficacité.
Les années passant, la technologie et la
méthodologie ont encore progressé pour
parvenir à un degré d'efficacité inédit.

* Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de l'âge, du mode et de l'hygiène de vie, de la morphologie et de l'état de santé de la personne traitée.
Une séance d'entretien mensuelle est généralement nécessaire.

PLI DE PEAU (ROLL)



ROULEAUX MOTORISÉS
INDÉPENDANTS

Les points indispensables à un Lipomodelage™ efficace

1



Lipo-photo

Evaluer par une
photo les zones à
traiter.

2



Lipo-évaluation

Identifier et cibler
avec précision les
zones épaissies et
disgracieuses.

3



Lipo-zoning

Dessiner sur
l'Endermowear les
zones en surcharge
et les tracés à suivre.

4



Lipo-isolation

Contracter les
muscles en cours de
soin pour une saisie
sélective de la zone en
surcharge.

Pour les hommes
aussi...

Le LIPOMODELAGE
est également efficace
sur les poignées
d'amour, le ventre,
le dos, la zone
des pectoraux...

